



Gleichmäßig
und stabil

Flexibel in Höhe und Länge

Tragbar mit
Rädern



Das neue freistehende Gerüst FlexiRail von Human Care ist eine perfekte Alternative zu deckenmontierten Schienen. FlexiRail funktioniert perfekt mit allen unseren Liftern und kann seitlich und in der Höhe verstellt werden. Er kann auch mit Rädern ausgestattet werden, damit das System leicht zwischen den Räumen bewegt werden kann.

Tragbare Lösung

In manchen Fällen möchte eine Einrichtung oder ein Hausbesitzer keine Veränderungen an der Decke vornehmen, indem er ein permanentes Schienensystem installiert. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine Hebelösung nur vorübergehend benötigt wird. In einem solchen Fall ist unser unabhängiges Schienensystem FlexiRail die perfekte Wahl. Tragbar, einfach zu bedienen und zu montieren, ohne dass Eingriffe an Wänden oder Decken erforderlich sind. Die Kompatibilität von FlexiRail mit unseren Deckenliftern Altair, HeliQ und Cosmos ermöglicht es, FlexiRail für viele pflegebedürftige Personen und in vielen verschiedenen Hebesituationen zu verwenden.

Flexibilität von ihrer besten Seite

FlexiRail ist in verschiedenen Längen erhältlich, und da es in einem Bereich von 265-475 cm (104,3 - 187 Zoll) verstellbar ist, kann FlexiRail vollständig an Ihre

Bedürfnisse angepasst werden. Der Ständer kann auch in der Höhe verstellt werden, von 180–270 cm / 70,9–106,3 Zoll. Die Anpassung von Höhe und Länge erfolgt ohne Werkzeug und ganz einfach. In Kombination mit unseren Schienenaufrollen, Deckenliftern, Hebebügeln und Hebegurten kann eine maßgeschneiderte Hebelösung geschaffen werden. FlexiRail fügt sich dank der pulverbeschichteten weißen Oberfläche ästhetisch in die meisten Umgebungen ein.

Qualität

Für uns sind Sicherheit, Qualität und Benutzerfreundlichkeit von größter Bedeutung. Wir sind ständig bemüht, die höchste Qualität aller unserer Produkte zu gewährleisten und diese noch weiter zu verbessern. Unsere Produkte halten in jedem Detail, in jedem Aspekt, was sie versprechen.



Zubehör



Rollen

Optionaler Rollensatz zur Unterstützung der Ortsveränderlichkeit. Die Rollenhöhe einschließlich der Montageplatte beträgt 10 cm. Art. nr.: 50872 (4 Stück)

Human Care bietet eine große Auswahl an Schienenlaufrollen, Deckenliftern, Hebebügeln und Hebegurten sowie weiteres Hebezubehör für eine individuelle Lösung.

Hebesituationen



Transfer ins / aus dem Bett

Kann für Transfers und Positionswechsel mit einem Deckenlifter/einem Hebegurt über einem Bett angeordnet werden.



Transfer auf einen / von einem Stuhl

Kann für Transfers mit einem Deckenlifter/einem Hebegurt über einem Stuhl angeordnet werden.



Transfer auf den / vom Boden

Kann für Transfers/zum Heben mit einem Deckenlifter/einem Hebegurt über einem Patienten/einer pflegebedürftigen Person in Rückenlage angeordnet werden.

Technische Daten

Produktname/ Artikelnummer	Höhe (cm/“)	Länge (cm/“)	Breite, FüÙe (cm/“)	SWL kg / lb
FlexiRail (250 cm) / 98,4 Zoll 90900-250	180 - 270 cm 70,9 - 106,3 Zoll	265 - 325 cm 104,3 - 127,9 Zoll	120 cm / 47,2 Zoll	300 kg / 661 lb
FlexiRail (300 cm) / 118,1 Zoll 90900-300	180 - 270 cm 70,9 - 106,3 Zoll	315–375 cm 124 - 147,6 Zoll	120 cm / 47,2 Zoll	300 kg / 661 lb
FlexiRail (350 cm) / 137,8 Zoll 90900-350	180 - 270 cm 70,9 - 106,3 Zoll	365 - 425 cm 143,7 - 167,3 Zoll	120 cm / 47,2 Zoll	300 kg / 661 lb
FlexiRail (400 cm) / 157,5 Zoll 90900-400	180 - 270 cm 70,9 - 106,3 Zoll	415 - 475 cm 163 - 187 Zoll	120 cm / 47,2 Zoll	300 kg / 661 lb

98054, Rev1, DE, Produktblatt, FlexiRail, Aug24

